

SMI Mclean Money Sterilizer

Stérilisateur pour billets de banque

sold by SUZOHAPP



Des billets de banque comme "nid à germes" ?
Pas avec le SMI Mclean !

Des billets de banque propres - littéralement

Des billets de banque sont souvent désignés comme une source de bactéries et de virus. Avec le SMI Mclean Money Sterilizer, ces craintes peuvent être écartées. Utilisé avec un compteur de billets, vous pouvez stériliser les billets pendant le comptage ou stériliser les éléments de la machine à après chaque utilisation. La stérilisation est inoffensive pour le corps humain et détruit 99,9% des germes présents en 30 secondes.

Demande de stérilisation

La propagation mondiale de nouveaux agents pathogènes accroît le besoin d'installations de stérilisation des espèces.

Le stérilisateur de billets de banque est la solution idéale pour remédier à cette demande. L'appareil stérilise et désinfecte les billets de banque et peut être utilisé dans divers environnements : Banques, bureaux de poste, détaillants, supermarchés, casinos, transports publics, etc. - en bref, dans tous les environnements où l'on travaille avec des billets de banque.

Le stérilisateur d'argent est le premier stérilisateur ouvert au monde qui élimine la poussière fine bactérienne (PM 2,5) et élimine 99,9 % des germes en 30 secondes. Le stérilisateur se sert d'un groupement de plasma ionisé pour la désinfection et la stérilisation, plutôt que d'utiliser les rayons UV ou d'autres méthodes germicides qui sont par ailleurs courantes.

Facile à utiliser

Le stérilisateur à plasma offre de la place pour les machines de comptage standard de l'industrie. Le compteur est placé à l'intérieur du stérilisateur et exploité dans celui-ci. L'opération est possible à travers le front ouvert. Le stérilisateur démarre le groupement de plasma ionisé dès que le comptage des billets commence.

Groupement de plasma ionisé

Les technologies de pointe permettent de créer un environnement dans lequel les différents agents pathogènes sont efficacement éliminés.

Convient également pour les pièces de monnaie

Les pièces sont placées directement dans la machine pour être stérilisées.



Offrez à vos clients et à vos employés de l'argent propre

Spécifications techniques

Dimensions en mm (L x P x H)	293 x 432 x 382 mm 325 x 435 x 435 mm 388 x 466 x 475 mm
Durée stérilisation	Jusqu'à 30 secondes
Filtre	HEPA

Différents modèles



Adapté à

- SC-8220
- SC-8200
- SC-8100
- J-717
- Autres modèles sur demande